

大容量廢液抽吸系統



影片介紹

產品特色

► All in One，省空間

整合真空源、真空瓶與廢液抽吸套件，提供實驗室完整的廢液抽吸解決方案，比傳統自組系統節省 50% 空間。

► 超大容量，節省時間

標配 4L PP 快接真空瓶，超大容量設計降低清除廢液的頻率，提升實驗效率。另可選配 3.5L 血清瓶。

► 人機安全，雙重防護

多重防護設計，保護操作者安全，更延長機器的使用年限：

- (1) 快速接頭設計讓廢液瓶移除更加簡便，也避免傾倒時廢液外漏
- (2) 圍籬式平台固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒
- (3) 浮球防溢保護裝置，防止廢液溢滿而吸入主機中

► Eco 功能 (Lafil 200^{eco})

Lafil 200^{eco} 具備節能設計，在達到最大真空時，自動停止；並於操作時，自行啟動。不僅可節省電力損耗，也可以維持安靜的工作環境。

► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

IP41 防護等級 (Lafil 200 & Lafil 200^{eco})

RoHS 認證 (Lafil 200 & Lafil 200^{eco})

► 一年產品保固 (Lafil 200 & Lafil 200^{eco})

產品應用

- 細胞培養廢液抽吸
- 生化實驗廢液抽吸
- 實驗室各種廢液抽吸

訂購資訊

197205-01(02)

Lafil 200 - Plus 廢液抽吸系統

AC100-240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

197203-01(02)

Lafil 200 - BioDolphin 廢液抽吸系統

AC100-240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

197215-01(02)

Lafil 200^{eco}- Plus 廢液抽吸系統

AC100-240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

197213-01(02)

Lafil 200^{eco}- BioDolphin 廢液抽吸系統

AC100-240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

197000-60-3500

3500 ml 硼矽玻璃血清瓶

197200-53

4L PP 快接真空瓶

Lafil 200 - Plus



Lafil 200 - BioDolphin




* Lafil 200 與 Lafil 200^{eco} 在外觀上的差異在於銘版設計。


產品規格


型號	Lafil 200 - Plus / BioDolphin	Lafil 200 ^{eco} - Plus / BioDolphin
電源	DC12V, 1.5A	
Vacuum range	1013 ~ 213 mbar	880 ~ 370 mbar
最大流量	10 L/min	
抽液速率	17 mL/sec	
真空瓶	4L PP 快接真空瓶 / 3.5L 血清瓶 (選配)	
自動關閉	-	Yes
噪音值	55 dB	
主機重量	2.1 Kg	2.3 Kg
主機尺寸 (LxWxH)	37.5 x 25.8 x 21.7 cm	
型號	Plus	BioDolphin
廢液抽吸套件	<ul style="list-style-type: none"> • 手持操作器 • 單爪 tip 接頭 (150 mm) • 單爪退 tip 接頭 • 八爪退 tip 接頭 	<ul style="list-style-type: none"> • 手持操作器 • 單爪 tip 接頭 (50 mm) • 單爪 tip 接頭 (150 mm) • 單爪不鏽鋼接頭 (40 mm) • 單爪不鏽鋼接頭 (80 mm) • 八爪不鏽鋼接頭 (40 mm) • 單爪退 tip 接頭 • 八爪退 tip 接頭 • 配件放置架

大容量廢液抽吸系統


X2 可一次連接 2 組手持操作器
同時進行廢液抽吸，加速實驗流程


 浮球防溢保護裝置
避免液體滿溢被吸入幫浦

 快速接頭加快廢液瓶移除
也避免傾倒時廢液外漏


 可收納手把
方便於各操作台間移動

 標配 4L PP 快接真空瓶
或可依需求選配
3.5L 硼矽玻璃血清瓶
(產品型號：197000-60-3500)

 多功能放置架
可於實驗中放置手持操作器
避免交叉汙染，且可整齊收
納所有抽吸配件

 圍籬式平台
避免廢液瓶組
因碰觸而傾倒



 單爪/八爪退 tip 接頭
輕壓即可卸除tip，省時又省力

 手持操作器採人體工學握法
具專利 (M429771) Lock 鍵，固定抽吸又省力

本產品可使用乙醇 (EtOH) 及異丙醇 (IPA) 擦拭清潔。