

乾浴器

產品特色

► 一機多功能

Sahara 系列乾浴器的加熱槽為一體成型，且槽體表面有 PTFE 塗層，可依樣品型態搭配鋁塊、亞姆珠或當小型水浴槽使用。

► 3 組加熱程式

Sahara 系列乾浴器可計時長達 99 小時 59 分鐘，且可依需求儲存 3 組自行設定的加溫程式，不需每次重新設定，加快實驗進行。

► 自動關閉，聲響警示

Sahara 系列乾浴器執行完加熱程式後，皆會以聲響告知並自動停止儀器加熱。

► 國際認證

歐盟 CE 安全認證


► 一年產品保固

產品應用

► 微生物實驗

► 化學實驗

► 珠浴 / 水浴槽



訂購資訊

179310-11(22)

Sahara 310 單槽乾浴器

AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

(不含鋁塊)

179320-11(22)

Sahara 320 雙槽乾浴器

AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

(不含鋁塊)

179300-00

亞姆珠

Sahara 310 / 320



鋁塊規格

179300-01 Block module, 6.4 mm diameter, 0.2 ml, 64 well (or 0.2 ml PCR strip tube for 8 x 8 well) (depth: 17 mm)

179300-02 Block module, 8.2 mm diameter, 0.5 ml, 20 well (depth: 25 mm)

179300-03 Block module, 10.2 mm diameter, 1.5 ml (or 2.0 ml), 20 well (depth: 33 mm)

179300-05 Block module, 13 mm diameter, 20 well (depth: 36 mm)

179300-06 Block module, 20 mm diameter, 12 well (depth: 45 mm)

179300-07 Block module, 25 mm diameter, 6 well (depth: 45 mm)

179300-10 Block module, 17 mm diameter, for 15 ml centrifuge tube, 12 well (depth: 45 mm)

產品規格

型號	Sahara 310	Sahara 320
容納鋁塊數	1 個鋁塊	2 個鋁塊
顯示	OLED 螢幕顯示	
溫度範圍	室溫 +5° C ~ 150° C	
解析度	0.1° C	
溫度準確度 *	± 0.2° C	
溫度均勻性 *	± 0.2° C	
計時器	(1) 倒數計時 (1 分鐘 ~ 99 小時 59 分鐘) ; (2) 連續加熱 (00:00)	
外殼材質	不鏽鋼	
電源	120W	240W
安全性	過熱 (170° C) 斷電保護	
主機重量	2.3 Kg	3 Kg
主機尺寸 (LxWxH)	26.5 x 19 x 11 cm	34.5 x 19 x 11 cm

* 37° C 下測試