

# 電子點火式本生燈



影片介紹

## 產品特色

- ▶ 電子式快速點火
- ▶ 火焰溫度可達 1300°C
- ▶ 火焰大小可調整
- ▶ 可填充式燃料桶
- ▶ 使用丁烷為燃料
- ▶ 國際認證  
歐盟 CE 安全認證
- ▶ 一年產品保固

## 產品應用

- ▶ 消毒
- ▶ 加熱
- ▶ 焊接
- ▶ 烹煮

## 訂購資訊

### 177100-00

Dragon 100 電子點火式本生燈


### 177200-00

Dragon 200 電子點火式本生燈

### 177220-00

Dragon 220 電子點火式本生燈

	Dragon 100
	Dragon 200
	Dragon 220



## 產品規格

型號	Dragon 100	Dragon 200	Dragon 220
最高溫度	1300°C	1300°C	1300°C
燃料容量	40 g	35 g	35 g
連續工作時間	60 min	60 min	60 min
安全開關	Yes	Yes	Yes
尺寸 (LxWxH)	7.9 x 13.7 x 16.1 cm	7.9 x 11.5 x 9.2 cm	7.8 x 11.5 x 9.4 cm
淨重	380 g	407 g	425 g