

電子式高溫滅菌器

產品特色

▶ 電子式加熱，不需使用燃料

Dragon 300 / 320 電子式高溫滅菌器主要用於接種環、接種針、試管嘴等之滅菌，其利用電子加熱方式達到快速滅菌之目的，也因為不需使用瓦斯燃料，故不會產生因火燄而造成微生物之飛濺或交叉汙染。

▶ 爐內溫度可調整

Dragon 300 / 320 電子式高溫滅菌器功率超強，只需要幾分鐘即可到達 850°C，數秒鐘就可完成滅菌。

▶ 寬口設計

Dragon 320 加大的寬口設計適用試管嘴部直徑達 37 mm。

▶ 人性化設計、操作方便

Dragon 300 / 320 電子式高溫滅菌器設計了加重底座及可調式爐角裝置（向上 45°、向下 75°）並安裝接種環放置架，是無菌操作台、厭氧培養箱之最佳夥伴。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 接種針（環）滅菌
- ▶ 培養試管滅菌

訂購資訊

177300-11(22)

Dragon 300 電子式高溫滅菌器
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

177320-11(22)

Dragon 320 電子式高溫滅菌器
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

Dragon 300



Dragon 320



產品規格

型號	Dragon 300	Dragon 320
溫度範圍	R.T. + 20~850°C	R.T. + 20~850°C
功率	180W	180W
爐腔直徑	16 mm	37 mm
尺寸 (LxWxH)	17 x 9 x 21 cm	19 x 9 x 21.5 cm
淨重	1128 g	1098 g